

Anti-Lpp Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93052

Artikelnummer: CM0002072

Einführung

Anti-LPP kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt das menschliche und murine Lipoma-bevorzugte Partnerprotein, ein Gerüstprotein bei Zelladhäsion und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LPP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LPP; lipoma-preferred partner
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4026
Gen-ID	4026
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LPP (Q93052) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q93052
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel