


Anti-Lrg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P02750

Artikelnummer: CM0025741



Einführung

Anti-LRG1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt Leucin-reiches Alpha-2-Glykoprotein in menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für Plasmaproteinstudien und die Entdeckung von Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LRG; HMFT1766; LRG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	116844
Gen-ID	116844
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 36-347 von menschlichem LRG1 (NP_443204.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02750
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel