

Anti-Lrp1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q07954

Artikelnummer: CM0003893



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes LRP1 (505 kDa), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes LRP1. Ideal für die Forschung zu Lipidstoffwechsel, Endozytose und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFB5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Spezies	Mensch
GenID	4035
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 4400-4500 von humanem LRP1 (Q07954) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07954
Proteingewicht	505kDa
Versand	Eisbeutel