


Anti-Lrp2 (Megalín) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P - P98164

Artikelnummer: CM0028612



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes LRP2 (Megalín/gp330). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF-P und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Endozytose sowie Nieren- und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4036
GenID	4036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 4446-4655 des menschlichen LRP2 (NP_004516.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98164
Proteingewicht	522 kDa
Versand	Eisbeutel