

Anti-Lrp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - 075096

Artikelnummer: CM0019802



Einführung

LRP4 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für IF-P und ELISA in menschlichen Proben. Zielt auf LRP4 ab, einen Rezeptor, der an der Knochenbildung und der neuromuskulären Synapse beteiligt ist. UniProt: O75096.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4038
Gen-ID	4038
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1621-1720 von menschlichem LRP4 entspricht (NP_002325.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75096
Proteingewicht	212 kDa
Versand	Eisbeutel