

Anti-Lrp5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075197

Artikelnummer: CM0012941

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LRP5, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Korezeptor in der Wnt-Signalübertragung, Knochenentwicklung und retinalen Gefäßbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4041
GeneID	4041
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75197
Proteingewicht	179 kDa
Versand	Kühlpack