


Anti-Lrp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - 075581

Artikelnummer: CM0017653



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LRP6, einen Wnt-Korezeptor, der am Beta-Catenin-Signalweg beteiligt ist. Geeignet für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Für humane Proben validiert. UniProt O75581.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Spezies	Human
GeneID (Human)	4040
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-150 von humanem LRP6 enthält (NP_002327.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O75581
Proteingewicht	180kDa
Versand	Eisbeutel