


Anti-Lrp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75581

Artikelnummer: CM0029355



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen richtet sich gegen humanes LRP6, einen Wnt-Signalweg-Korezeptor, und ist für Western Blot (WB) und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Beta-Catenin-Signalgebung und verwandter Prozesse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Spezies	Human
Gen-ID	4040
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem LRP6 (NP_002327.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75581
Proteingewicht	180 kDa
Versand	Eistasche