


Anti-Lrprrc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

Artikelnummer: CM0026474



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen LRPPRC, vorgesehen für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum mitochondrialen RNA-Stoffwechsel und zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRPPRC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1041-1394 des menschlichen LRPPRC (NP_573566.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42704
Proteinmasse	158 kDa
Versand	Eispackung