

Anti-Lrrc14-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15048

Artikelnummer: CM0022522

Einführung

Anti-LRRC14-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. LRRC14 reguliert die durch Toll-like-Rezeptoren vermittelte NF-kappa-B-Signalübertragung negativ. Reagiert mit humanem LRRC14. Geeignet für die Erforschung der angeborenen Immunität. UniProt Q15048.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRC14-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LRRC14A; LRRC14
Art	Mensch
Gen-ID	9684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-280 des humanen LRRC14 (NP_055480.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15048
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku