


Anti-Lrrc7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

Artikelnummer: CM0016078



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes LRRC7 (Densin-180) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Validiert für Reaktivität mit Human, Maus und Ratte. Ideal für post-synaptische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DENSIN; LRRC7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57554
GenID	57554
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 730-890 von humanem LRRC7 (NP_065845.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96NW7
Proteingewicht	173kDa
Versand	Eisbeutel