

Anti-Lrrfip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q32Mz4

Artikelnummer: CM0019327



Einführung

LRRFIP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung von transkriptioneller Repression, glatter Muskelproliferation und TLR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRFIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIAP1; LRRFIP1
Spezies	Human
GeneID	9208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 589-809 von humanem LRRFIP1 (NP_001131024.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q32MZ4
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eistasche