

Anti-Lrrfip2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y608

Artikelnummer: CM0019087

Einführung

LRRFIP2-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalgebung und der TLR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRFIP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HUFI-2; LRRFIP2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9209
GeneID	9209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-340 des menschlichen LRRFIP2 (NP_060194.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyk clone Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y608
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Kühlakku