


Anti-Lrrk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q38Sd2

Artikelnummer: CM0024055



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes LRRK1 für WB und ELISA. LRRK1 phosphoryliert RAB7A und reguliert den intrazellulären Transport sowie die Osteoklastenreifung, mit Implikationen für die Knochenstoffwechselforschung. Validiert in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OSMD; RPK6; Roco1; LRRK1
Spezies	Human
GenID (Human)	79705
GenID	79705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 10-90 von humanem LRRK1 (NP_078928.3) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q38SD2
Proteingewicht	225 kDa
Versand	Eisbeutel