

Anti-Lrrk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q38Sd2

Artikelnummer: CM0023157



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LRRK1 (Leucin-reiche Serin/Threonin-Protein-Kinase 1), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zu intrazellulärem Transport und Osteoklastenregulation. Vorhergesagtes Molekulargewicht 225 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRK1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	OSMD, RIPK6, Roco1, LRRK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79705
Gen-ID	79705
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-90 des menschlichen LRRK1 (NP_078928.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q38SD2
Proteinmolekulargewicht	225kDa
Versand	Eisverpackung