

Anti-Lrrk2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5S007

Artikelnummer: CM0013080



Einführung

Dieser polyklonale LRRK2-Antikörper (Kat.-Nr. A0859) wird in Kaninchen gegen ein rekombinantes Protein erzeugt, das die Aminosäuren 750-910 des humanen LRRK2 enthält. Er ist für WB, IHC-P und ELISA validiert und erkennt humanes, murines und Ratten-LRRK2 (~286 kDa). Geeignet für die Forschung zu Autophagie, Neurodegeneration und Parkinson-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRRK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Spezies	Mensch
Gen-ID	120892
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 750-910 des humanen LRRK2 entspricht (NP_940980.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5S007
Proteingewicht	286 kDa
Versand	Kühlakku