

Anti-Lrsam1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Uwe0

Artikelnummer: CM0025361

Einführung

LRSAM1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert LRSAM1 (E3-Ubiquitin-Ligase beteiligt an Autophagie und Neurodegeneration) in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRSAM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	90678
GenID	90678
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UWE0
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel