

Anti-Lrwd1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ufc0

Artikelnummer: CM0020521

Einführung

LRWD1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ziel ist das Leucin-reiche Repeat- und WD-Repeat-enhaltende Protein 1 (CENP-33/ORCA), beteiligt an DNA-Replikation und Chromatinorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lrwd1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ORCA; CENP-33; Lrwd1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	222229
Gen-ID	222229
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem Lrwd1 (NP_690852.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UFC0
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche