


Anti-Lsd2/Kdm1B/Aof1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nb78

Artikelnummer: CM0003641



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LSD2/KDM1B/AOF1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Epigenetik-Forschung zur Untersuchung von Histondemethylierung und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSD2/KDM1B/AOF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AOF1; LSD2; C6orf193; LSD2/KDM1B/AOF1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	221656
Gen-ID	221656
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem LSD2/KDM1B/AOF1 (NP_694587.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB78
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel