


Anti-Lsh/Hells Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q9NrZ9

Artikelnummer: CM0007580



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Lsh/HELLS (Q9NRZ9), validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Chromatin-Remodellierung und DNA-Methylierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lsh/HELLS Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; Lsh/HELLS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3070
Gen-ID	3070
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 614-838 von humanem Lsh/HELLS (NP_060533.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRZ9
Protein-Gewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel