

Anti-Lsm1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15116

Artikelnummer: CM0017413

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LSM1 (SWISS O15116). Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Geeignet zur Untersuchung des mRNA-Abbaus und der Prozessierung von Histon-mRNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSM1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CASM; YJL124C; LSM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27257
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-133 des humanen LSM1 (NP_055277.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O15116
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku