

Anti-Lsm11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P83369

Artikelnummer: CM0030096



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LSM11, eine Schlüsselkomponente des U7 snRNP-Komplexes, der an der Verarbeitung von Histon-mRNA beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Studien zum Zellzyklus und zur RNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSM11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AGS8; LSM11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	134353
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 131-360 von humanem LSM11 (NP_775762.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P83369
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel