

Anti-Lsm12 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q3Mhd2

Artikelnummer: CM0022100

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LSM12, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung der NAADP-vermittelten Ca^{2+} -Signalübertragung. Proteinmasse 22 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LSM12 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PNAS-135; LSM12
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	124801
GenelD	124801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-195 von humanem LSM12 enthält (NP_689557.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q3MHD2
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel