

Anti-Lsm14A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nd56

Artikelnummer: CM0019584



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes LSM14A (RAP55) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtiges Werkzeug zur Untersuchung von P-Bodies, translationsrepression und Regulation des mitotischen Spindelapparats.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSM14A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26065
GenID	26065
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LSM14A (NP_001107565.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8ND56
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel