


Anti-Lsm2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y333

Artikelnummer: CM0027575



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LSM2, validiert für WB und ELISA. Detektiert ein 11 kDa großes Protein, Reaktivität in humanen Proben bestätigt. Optimiert für Forschungsanwendungen im Bereich Prä-mRNA-Spleißen und Spliceosom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSM2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57819
Gen-ID	57819
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y333
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eispackung