

Anti-Lsm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62310

Artikelnummer: CM0016192



Einführung

LSM3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen; erkennt das humane und murine U6 snRNA-assoziierte Sm-like Protein LSm3, eine Komponente des Spliceosoms.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSM3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27258
Gen-ID	27258
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-102 von humanem LSM3 (NP_055278.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P62310
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel