

## Anti-Lsp1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P33241

Artikelnummer: CM0005927



### Einführung

LSP1-Kaninchen-mAb (P33241) validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Spezifisch für Lymphozyten-spezifisches Protein 1, ideal für die Erforschung der Neutrophilenaktivierung und Chemotaxis.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                    |
|-------------------|-------------------------|
| Produktname       | LSP1-Kaninchen-mAb      |
| Bemerkungen/Alias | WP34; pp52; LSP1        |
| Spezies           | Mensch                  |
| GeneID            | 4046                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid    |
| Herkunft          | Kaninchen               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper  |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte     |
| SWISS             | P33241                  |
| Proteingewicht    | 37kDa                   |
| Versand           | Eistüte                 |