

Anti-Lsp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P33241

Artikelnummer: CM0029547



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LSP1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Nützlich für die Untersuchung von Neutrophilenaktivierung und Chemotaxis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WP34; pp52; LSP1
Spezies	Human
GeneID (human)	4046
GeneID	4046
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-339 von humanem LSP1 (NP_002330.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P33241
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel