

Anti-Lsr-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86X29

Artikelnummer: CM0029455

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches LSR (Lipolyse-stimulierter Lipoprotein-Rezeptor) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Lipoprotein-Clearance und zur Biologie der Tight Junctions.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ILDR3; LISCH7; LSR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51599
GenID	51599
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-240 von menschlichem LSR (NP_057009.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86X29
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel