


Anti-Lss Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48449

Artikelnummer: CM0025704



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LSS, das Schlüsselenzym der Cholesterinbiosynthese, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zur Lanosterolsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LSS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des humanen LSS (NP_002331.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48449
Proteinmasse	83 kDa
Versand	Eisbeutel