


Anti-Lta Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01374

Artikelnummer: CM0016616



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches LTA (Lymphotoxin-alpha), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Zytokinen und Tumornekrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LTA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4049
Gen-ID	4049
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-205 von menschlichem LTA (NP_000586.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01374
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel