


Anti-Lta4H Monoklonaler Antikörper Für Wb - P09960

Artikelnummer: CM0009961



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LTA4H (Leukotrien A4 Hydrolase) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Entzündungen und Lipidmediatoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LTA4H Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	LTA4H; Leukotrien A4 Hydrolase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4048
Gen-ID	4048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 501-600 von humanem LTA4H (P09960) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09960
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel