


Anti-Lta4H-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P09960

Artikelnummer: CM0020336



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LTA4H, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. LTA4H ist ein bifunktionelles Enzym, das an der Leukotrien-B4-Biosynthese und der Entzündungsauflösung beteiligt ist. Ideal für die Erforschung entzündlicher Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LTA4H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LTA4H
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4048
GeneID	4048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 312-611 von humanem LTA4H (NP_000886.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09960
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eistasche