


Anti-Ltb4R-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15722

Artikelnummer: CM0013066



Einführung

LTB4R-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen gegen ein synthetisches Peptid aus humanem LTB4R erzeugt wurde. Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert er mit Maus und Ratte und ermöglicht die Erforschung von Entzündungen und Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LTB4R-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTBR1; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R
Spezies	Mensch
Gen-ID	1241
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 253–352 des humanen LTB4R (NP_001137391.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q15722
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku