

Anti-Ltbp3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ns15

Artikelnummer: CM0013133

Einführung

Anti-LTBP3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, reagiert mit Human und Ratte. LTBP3 ist ein Schlüsselregulator der TGF-beta-Aktivierung, assoziiert mit der extrazellulären Matrix. Ideal für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LTBP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	4054
GeneID	4054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1004-1303 von humanem LTBP3 (NP_001123616.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9NS15
Protein-Gewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel