

Anti-Ltbr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

Artikelnummer: CM0029136



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanen LTBR/TNFRSF3 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Apoptose und NF-κB-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LTBR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TNFCR; TNFR3; D12S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4055
Gen-ID	4055
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 336-435 von humanem LTBR (NP_002333.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36941
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel