

Anti-Ltf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02788

Artikelnummer: CM0017467



Einführung

Humane LTF Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-Laktotransferrin (~78 kDa), einem wichtigen eisenbindenden Protein in der angeborenen Immunität und diagnostischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LTF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
Spezies	Mensch
Gen-ID	4057
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-352 des menschlichen LTF (NP_002334.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02788
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel