

Anti-Luc7L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y383

Artikelnummer: CM0015559

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen LUC7L2, validiert für WB und ELISA. Zielgerichtet gegen humanes und murines LUC7L2, ein putatives RNA-bindendes Protein, das in Kernspeckeln lokalisiert ist. Ideal für Forschung zu Spleißen und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LUC7L2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51631
GeneID	51631
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y383
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel