

Anti-Lumican (Lum) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

Artikelnummer: CM0003118

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Lumican (LUM), validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für die Forschung an der extrazellulären Matrix und der Hornhaut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lumican (LUM) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Spezies	Human
GeneID (Human)	4060
GeneID	4060
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 212-338 des humanen Lumicans (LUM) enthält (NP_002336.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51884
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel