

Anti-Luteinizing Hormone Subunit Beta (Lhb) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01229

Artikelnummer: CM0026537

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes LHB (Luteinisierungshormon-Beta-Untereinheit) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur reproduktiven Endokrinologie und Hormonsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3972
Gen-ID	3972
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 62-141 von humanem LHB (NP_000885.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01229
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel