

Anti-Lxr Beta/Ner Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55055

Artikelnummer: CM0026162



Einführung

KD-validierter Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes LXR beta/NER (NR1H2). Ideal für Western Blot und ELISA-Anwendungen in Studien zum Cholesterinstoffwechsel und zur Transkriptionsregulation. SWISS: P55055.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] LXR beta/NER Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
Spezies	Mensch
Gen-ID	7376
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LXR beta/NER entspricht (NP_009052.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55055
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel