


Anti-Lxr α Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13133

Artikelnummer: CM0011290



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes LXR α (Q13133), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. LXR α ist ein Kernrezeptor, der für die Regulierung der Cholesterinhomöostase entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LXR α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Spezies	Human
Gen-ID	10062
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen LXR α (Q13133) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13133
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche