


Anti-Lxr α -Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13133

Artikelnummer: CM0019495



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Oxysterolrezeptor LXR-alpha (Liver X Receptor alpha), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Cholesterinhomöostase und der Signalübertragung nukleärer Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LXR α -Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXR α
Art	Mensch
Gen-ID	10062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 160-230 des menschlichen LXR α entsprechende Sequenz enthält (NP_005684.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13133
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Kühlakku