

Anti-Ly-6G Monoklonaler Antikörper Für Fc - P35461

Artikelnummer: CM0012463

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus Ly-6G (Gr-1), validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung von Granulozyten in Mäuseknochenmark und anderen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Ly-6G mAk
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	80740
GenID	546644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-134 von Maus Ly-6G entspricht (NP_001297367.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eispack