

Anti-Ly-6G Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P35461

Artikelnummer: CM0023721

Einführung

Ly-6G Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF-P und ELISA validiert ist. Er detektiert spezifisch Maus-Ly-6G, ein GPI-verankertes Protein, das im Knochenmark exprimiert wird und ideal für Studien an myeloiden Zellen ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Ly-6G Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Spezies	Maus
GeneID	546644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-105 von Maus-Ly-6G (NP_001297367.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35461
Protein-Gewicht	14kDa
Versand	Eistasche