

Anti-Ly6E-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16553

Artikelnummer: CM0018602

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LY6E (RIG-E/SCA-2); validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Signalübertragung und des Coronavirus-Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LY6E-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4061
GeneID	4061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-101 des humanen LY6E (NP_002337.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16553
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku