


Anti-Ly75 (Dec-205/Cd205) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb/Elisa - O60449

Artikelnummer: CM0017031



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LY75 (DEC-205, CD205), hergestellt gegen ein rekombinantes Protein (AS 216-501). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem und murinem LY75. Geeignet für Untersuchungen endozytotischer Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LY75 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4065
GeneID	4065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 216-501 des humanen LY75 (NP_002340.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60449
Proteinmasse	198 kDa
Versand	Kühlpack