


Anti-Ly96 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6Y9

Artikelnummer: CM0024430



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes LY96 (MD-2), validiert für WB und ELISA; kreuzreaktiv mit Maus. Ein essentielles Werkzeug zur Untersuchung der LPS/TLR4-Signalübertragung und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LY96 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
Spezies	Human
GeneID (Human)	23643
GeneID	23643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-160 des humanen LY96 (NP_056179.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y6Y9
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel