


Anti-Lyn-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07948

Artikelnummer: CM0023162



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Lyn (JTK8, p53Lyn, p56Lyn) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde; reagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Untersuchung der B-Zell-Signalübertragung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Lyn Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4067
GenID	4067
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem Lyn (NP_002341.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07948
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel