

Anti-Lypla1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

Artikelnummer: CM0031032



Einführung

LYPLA1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliche und murine Acyl-Protein-Thioesterase 1 (25 kDa), ein wichtiger Regulator der Protein-Palmitoylierung und des Lysophospholipidstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LYPLA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10434
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 des menschlichen LYPLA1 (NP_006321.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75608
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel